

Wb、If-P、Elisa用 抗Trhポリクローナル抗体 - P20396

商品番号: CM0026053

前書き

ヒトプロ甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン（TRH）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。予測分子量は約27 kDa。HPT軸および毛髪成長に関する研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TRH Rabbit pAb
備考/別名	TRF; Pro-TRH; TRH
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7200
遺伝子ID	7200
免疫原	ヒトTRH (NP_009048.1) のアミノ酸25-230に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20396
タンパク質分子量	27kDa
輸送	保冷バッグ