

Wb、Elisa用 Anti-Trhr ウサギポリクローナル抗体 - P34981

商品番号: CM0020252



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質な抗TRHRウサギポリクローナル抗体。甲状腺調節に関与するGPCRであるヒト甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン受容体（P34981）を標的とします。IVDおよび研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRHR Rabbit pAb
備考/別名	CHNG7; TRH-R; TRHR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7201
免疫原	組換えタンパク質：ヒトTRHR (NP_003292.1) のアミノ酸320-398に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P34981
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスパック