

Wb、Elisa用抗Triap1ポリクローナル抗体 - O43715

商品番号: CM0027343



前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ由来TRIAP1ポリクローナル抗体で、ヒトおよびマウスと反応します。

9

kDaのミトコンドリアアポトーシス制御因子(p53CSV/ WF-1)を標的とし、細胞死研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIAP1 ウサギpAb
備考/別名	WF-1; MDM35; P53CSV; HSPC132; TRIAP1
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51499
遺伝子ID	51499
免疫原	ヒトTRIAP1 (NP_057483.1)のアミノ酸1〜76番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43715
タンパク質分子量	9kDa
発送方法	氷袋