


Wb、Elisa用抗Trib1ウサギポリクローナル抗体 - Q96Ru8

商品番号: CM0014166



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用途向けの、ヒトTRIB1を標的とする高特異性ウサギポリクローナル抗体です。骨髓系分化およびCEBPA分解の研究に有用です。分子量41 kDaのTRIB1（別名GIG-2/SKIP1）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIB1 Rabbit pAb
備考 / 別名	C8FW; GIG2; TRB1; GIG-2; SKIP1; TRB-1; TRIB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10221
GeneID	10221
免疫原	組換えタンパク質：ヒトTRIB1（NP_079471.1）のアミノ酸203～372番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96RU8
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷剤