

WbおよびElisa用 抗Trib3ウサギモノクローナル抗体 - Q96Ru7

商品番号: CM0012081

前書き

ヒトTRIB3を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。アポトーシスおよびストレス応答研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIB3ウサギmAb
備考/別名	NIPK; SINK; TRB3; SKIP3; C20orf97; TRIB3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57761
GeneID	57761
免疫原	ヒトTRIB3 (Q96RU7) アミノ酸1-100に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96RU7
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	保冷剤