

抗Trif / Ticam1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Iuc6

商品番号: CM0016146



前書き

ヒトTRIF/TICAM1（アミノ酸180-280）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。自然免疫、TLRシグナル伝達、抗ウイルス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIF / TICAM1 ウサギpAb
備考/別名	TRIF; IIAE6; MyD88-3; PRVTIRB; TICAM-1; TRIF / TICAM1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	148022
GeneID	148022
免疫原	ヒトTRIF / TICAM1 (NP_891549.1) のアミノ酸180-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IUC6
タンパク質分子量	76kDa
輸送方法	氷袋