

抗Trif/Ticam1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Iuc6

商品番号: CM0016005



前書き

ヒトTRIF/TICAM1（UniProt Q8IUC6）を標的とする組換え由来ウサギポリクローナル抗体です。WB、ELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応します。TLRシグナル伝達および自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	情報
製品名	TRIF/TICAM1 ウサギ pAb
備考/別名	TRIF; IIAE6; MyD88-3; PRVTIRB; TICAM-1; TRIF/TICAM1
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	148022
遺伝子ID	148022
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTRIF/TICAM1（NP_891549.1）のアミノ酸20～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IUC6
タンパク質分子量	76kDa
輸送方法	保冷剤