

ウェスタンブロットおよびElisa用Anti-Trim17ポリクローナル抗体 - Q9Y577

商品番号: CM0020302

前書き

ヒトTRIM17（E3ユビキチンリガーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。ユビキチン化、ニューロンアポトーシス、およびオートファジーシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM17 Rabbit pAb
備考/別名	RBCC; terf; RNF16; TRIM17
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51127
遺伝子ID	51127
免疫原	ヒトTRIM17 (NP_057186.1) のアミノ酸280-477に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9Y577
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスパック