


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Trim21/Ss-Aポリクローナル抗体 - P19474

商品番号: CM0017799



前書き

ヒトTRIM21/SS-

A (RO52、SSA1、RNF81) に対するウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性を有し、WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでバリデーション済み。54 kDa。自己免疫およびユビキチン化研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM21/SS-AウサギpAb
備考/別名	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; TRIM21/SS-A
種	ヒト
GeneID	6737
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19474
タンパク質分子量	54 kDa
配送	保冷バッグ