

Wb、If/Icc、Elisa用抗Trim23ポリクローナル抗体 - P36406

商品番号: CM0030403



前書き

ヒトTRIM23（ARD1/ARFD1/RNF46）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。オートファジー、ユビキチン化、ウイルス感染経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM23 Rabbit pAb
備考・別名	ARD1, ARFD1, RNF46, TRIM23
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	373
GeneID	373
免疫原	ヒトTRIM23（NP_001647.1）のアミノ酸1～280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36406
タンパク質分子量	64kDa
輸送方法	保冷剤