


Wb、Elisa用 抗Trim24 ポリクローナル抗体 - O15164

商品番号: CM0016610



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質な抗TRIM24ウサギポリクローナル抗体。DNA損傷応答、自然免疫、がんにおいて重要な役割を果たす転写共役因子およびE3ユビキチンリガーゼであるヒトTRIM24を標的とします。体外診断薬開発者に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM24 ウサギ pAb
備考/別名	PTC6; TF1A; TIF1; RNF82; TIF1A; hTIF1; TIF1ALPHA; TRIM24
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8805
免疫原	ヒトTRIM24 (NP_056989.2) のアミノ酸600-820に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15164
タンパク質分子量	117kDa
発送	保冷バッグ