


抗Trim24 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15164

商品番号: CM0003170



前書き

TRIM24に対する高特異的なウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロッティング（WB）およびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのTRIM24（117kDa）を検出します。転写制御、DNA損傷応答、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM24 ウサギmAb
別名	PTC6; TF1A; TIF1; RNF82; TIF1A; hTIF1; TIF1ALPHA; TRIM24
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8805
免疫原	ヒトTRIM24（O15164）のアミノ酸400～500領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15164
タンパク質分子量	117kDa
発送方法	保冷剤