


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Trim25モノクローナル抗体 - Q14258

商品番号: CM0010782



前書き

ヒトTRIM25（Q14258）を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC、IF、IP、ELISAで検証済み。自然免疫、抗ウイルスシグナル伝達、ユビキチン化研究に最適。71 kDaタンパク質を確実に検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] TRIM25ウサギmAb
備考／別名	EFP; Z147; RNF147; ZNF147
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7706
GeneID	7706
免疫原	ヒトTRIM25（NP_005073.2）のアミノ酸190～379に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14258
タンパク質分子量	71 kDa
輸送	保冷バッグ