


抗Trim25ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用） - Q14258

商品番号: CM0016903



前書き

自然免疫に必須なE3ユビキチン/ISG15リガーゼであるヒトTRIM25（Q14258）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。抗ウイルスシグナル伝達やがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM25 ウサギ pAb
備考・別名	EFP; Z147; RNF147; ZNF147; TRIM25
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7706
遺伝子ID	7706
免疫原	ヒトTRIM25 (NP_005073.2) のアミノ酸190～379番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14258
タンパク質分子量	71kDa
発送方法	氷袋