

抗Trim29ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q14134

商品番号: CM0028330



前書き

このポリクローナル抗体は、自然免疫の主要制御因子であるヒトTRIM29（ATDC）を標的とし、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスのサンプルと反応し、ウイルス・細菌感染応答の研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM29 ウサギpAb
略号/別名	ATDC; TRIM29
対象種	ヒト
GeneID	23650
免疫原	ヒトTRIM29（NP_036233.2）のアミノ酸309～588番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14134
タンパク質分子量	66kDa
発送方法	保冷剤