

Anti-Trim29ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q14134

商品番号: CM0025008



前書き

ヒトTRIM29 (ATDC)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。自然免疫およびマクロファージ活性化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM29 Rabbit pAb
備考/別名	ATDC; TRIM29
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23650
GeneID	23650
免疫原	ヒトTRIM29 (NP_036233.2) のアミノ酸309-588に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q14134
タンパク質分子量	66kDa
配送	氷袋