


## Wb、If/Icc、Elisa用抗Trim31ポリクローナル抗体 - Q9Bzy9

商品番号: CM0014909



## 前書き

抗ウイルス免疫応答および炎症を制御するE3ユビキチンリガーゼであるTRIM31を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスとの交差反応性があり、WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名        | TRIM31ウサギ pAb                                           |
| 備考／別名      | RNF; HCG1; HCGI; C6orf13; TRIM31                        |
| 種          | ヒト                                                      |
| 遺伝子ID (ヒト) | 11074                                                   |
| 遺伝子ID      | 11074                                                   |
| 免疫原        | ヒトTRIM31のアミノ酸186～425 (NP_008959.3) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                     |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                               |
| 用途         | WB、IF/ICC、ELISA                                         |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                  |
| SWISS      | Q9BZY9                                                  |
| タンパク質分子量   | 48kDa                                                   |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                   |