

Wb・Elisa用 抗Trim38 ウサギポリクローナル抗体 - O00635

商品番号: CM0028646

前書き

ヒトTRIM38を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。自然免疫応答やユビキチン-プロテアソーム経路の研究に効果的です。免疫原はヒトTRIM38のアミノ酸266-465番に対応しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM38 Rabbit pAb
別名	RNF15; RORET; TRIM38
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10475
免疫原	ヒトTRIM38 (NP_006346.1) のアミノ酸266-465番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00635
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷剤