


Wb、Elisa用抗Trim39ウサギポリクローナル抗体 - Q9Hcm9

商品番号: CM0027402



前書き

WBおよびELISAで検証済みのTRIM39ウサギポリクローナル抗体。アポトーシス、細胞周期調節、NF- κ Bシグナル伝達に参与するE3ユビキチンリガーゼであるヒトTRIM39を検出します。癌および細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM39 Rabbit pAb
別名	TFP, RNF23, TRIM39B, TRIM39
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	56658
GeneID	56658
免疫原	ヒトTRIM39 (NP_067076.2) のアミノ酸350-450領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HCM9
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	氷袋梱包