

Anti-Trim44 ラビットポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Dx7

商品番号: CM0025646

前書き

ラビット抗TRIM44ポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。神経細胞分化およびPAX6シグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM44 ラビット pAb
備考/エイリアス	AN3; MC7; DIPB; HSA249128; TRIM44
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54765
遺伝子ID	54765
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTRIM44 (NP_060053.2) のアミノ酸205-344に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96DX7
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ