

If/Icc・Elisa用抗Trim45ウサギポリクローナル抗体 - Q9H8W5

商品番号: CM0018216



前書き

ヒトTRIM45（RNF99）に対するウサギポリクローナル抗体です。IF/ICCおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応します。標的タンパク質は炎症応答とユビキチン化経路において重要な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM45 Rabbit pAb
備考/別名	RNF99; TRIM45
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	80263
遺伝子ID	80263
免疫原	ヒトTRIM45（NP_001139107.1）のアミノ酸100～400番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9H8W5
タンパク質分子量	64kDa
発送	氷袋