

Wb、Elisa用 Anti-Trim59 ポリクローナル抗体 - Q8Iwr1

商品番号: CM0013000

前書き

ヒトTRIM59 (TSBF1/RNF104)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。小胞体関連ユビキチン化、自然免疫、オートファジー経路の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM59 ウサギ pAb
備考/別名	MRF1; TSBF1; IFT80L; RNF104; TRIM57; TRIM59
種	ヒト
GeneID (ヒト)	286827
GeneID	286827
免疫原	ヒトTRIM59のアミノ酸1-330に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_775107.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IWR1
タンパク質分子量	47kDa
配送	保冷バッグ