

## WbおよびElisa用Anti-Trim60ラビットポリクローナル抗体 - Q495X7

商品番号: CM0021671

### 前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-TRIM60ラビットポリクローナル抗体。TAB2のSUMO化を介してNF-κBシグナル伝達を調節するE3 SUMO-タンパク質リガーゼであるTRIM60を検出します。マウスと交差反応します。55 kDa。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | TRIM60 Rabbit pAb                                     |
| 備考/別名       | RNF33; RNF129; TRIM60                                 |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 166655                                                |
| GeneID      | 166655                                                |
| 免疫原         | ヒトTRIM60 (NP_689833.1) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ラビット                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性       | マウス                                                   |
| SWISS       | Q495X7                                                |
| タンパク質分子量    | 55kDa                                                 |
| 配送          | アイスバッグ                                                |