

Anti-Trim62 ラビットポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Bvg3

商品番号: CM0023961

前書き

ヒトTRIM62（DEAR1）、抗真菌免疫に関与するE3ユビキチンリガーゼに対する高品質なラビットポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ユビキチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM62 Rabbit pAb
備考/別名	DEAR1; TRIM62
種	ヒト
遺伝子ID	55223
免疫原	ヒトTRIM62（NP_060677.2）のアミノ酸120-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BVG3
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスパック