


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Trim63ポリクローナル抗体 - Q969Q1

商品番号: CM0026969



前書き

TRIM63ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。タンパク質分解と筋萎縮に関与する筋肉特異的E3ユビキチンリガーゼであるヒト、マウス、ラットのTRIM63を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM63 ウサギ pAb
別名	IRF; SMRZ; MURF1; MURF2; RNF28; TRIM63
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84676
免疫原	ヒトTRIM63 (NP_115977.2) のアミノ酸253～353番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q969Q1
タンパク質分子量	40 kDa
発送方法	保冷剤