


ウエスタンブロット用 抗Trim66 ウサギポリクローナル抗体 - O15016

商品番号: CM0024176



前書き

ヒトTRIM66 (TIF1D, TIF1DELTA)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ブロモドメインとジンクフィンガーモチーフを持つ核内転写抑制因子を標的とします。O15016。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM66 ウサギ pAb
備考/別名	TIF1D; C11orf29; TIF1DELTA; TRIM66
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9866
免疫原	ヒトTRIM66 (NP_055633.1) のアミノ酸750-970に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	O15016
タンパク質分子量	149kDa
発送	保冷バッグ