

Anti-Trim69ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用）- Q86Wt6

商品番号: CM0030420



前書き

ヒトTRIM69に対するウサギポリクローナル抗体。W
B、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスの
サンプルにおける内因性TRIM69を検出します。ユビ
キチン化、抗ウイルス免疫、およびセントロソームダ
イナミクスの研究に適しています。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	TRIM69 Rabbit pAb
備考/別名	Trif; HSD34; RNF36; HSD-34; TRIM69
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	140691
遺伝子ID	140691
免疫原	ヒトTRIM69 (NP_542783.2) のアミノ酸1-341に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q86WT6
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋