

抗Trim72ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q1Xh17

商品番号: CM0022674



前書き

膜修復に関与する筋肉特異的E3ユビキチンリガーゼであるTRIM72（MG53）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、ヒトとマウスに交差反応性を示します。骨格筋および心筋の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM72 ウサギpAb
別名	MG53; TRIM72
種	マウス
GeneID (ヒト)	493829
GeneID	434246
免疫原	マウスTRIM72 (NP_001073401.1) のアミノ酸200～300番目の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q1XH17
タンパク質分子量	53kDa
発送方法	氷袋