


Wb、Elisa用抗Trim9ウサギポリクローナル抗体 - Q9C026

商品番号: CM0013753



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのTRIM9ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのTRIM9（E3ユビキチンリガーゼ）に対する反応性を示します。神経科学および神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM9 Rabbit pAb
備考／別名	RNF91, SPRING, TRIM9
種	ヒト
GeneID（ヒト）	114088
GeneID	114088
免疫原	ヒトTRIM9（NP_055978.4）のアミノ酸1～160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9C026
タンパク質分子量	79kDa
輸送条件	保冷バッグ