


Anti-Trimethyl-Histone H3-K9 (Q16695/P68431)

ウサギモノクローナル抗体（エピジェネティクス用）

商品番号: CM0000400



前書き

WB、ChIP-seq、CUT&Tag、DB、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたTriMethyl-Histone H3-K9ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットおよびその他の種のリシン9位でトリメチル化されたヒストンH3を検出します。クロマチンおよびエピジェネティクス研究に適しています。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	TriMethyl-Histone H3-K9 Rabbit mAb
備考/別名	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A; TriMethyl-Histone H3-K9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒトHistone H3 (NP_003520.1) のK9周辺の合成トリメチル化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, DB, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な反応性が予測されます）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送	アイスパック