


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Trip10ポリクローナル抗体 - Q15642

商品番号: CM0025578



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質なウサギポリクローナル抗TRIP10抗体（Cdc42-interacting protein 4）。ヒトおよびマウスと交差反応します。エンドサイトーシス、アクチン細胞骨格、およびGLUT4トランスロケーションの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIP10 Rabbit pAb
備考/別名	STP; CIP4; HSTP; STOT; TRIP-10; TRIP10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9322
GeneID	9322
免疫原	組換えタンパク質（ヒトTRIP10のアミノ酸246-545を含む組換え融合タンパク質）
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15642
タンパク質分子量	68kDa
配送	アイスバッグ