


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Trip12ポリクローナル抗体 - Q14669

商品番号: CM0029862



前書き

ヒトTRIP12（Q14669）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのTRIP12を検出します。DNA修復やユビキチン-

プロテアソーム経路の研究における主要な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIP12 ウサギpAb
備考/別名	ULF; MRD49; TRIPC; TRIP-12; TRIP12
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	9320
GeneID	9320
免疫原	組換えタンパク質：ヒトTRIP12（NP_001271143.1）のアミノ酸1～240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14669
タンパク質分子量	220kDa
発送	氷袋梱包