


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Trip4ウサギポリクローナル抗体 - Q15650

商品番号: CM0016144



前書き

WB、IHC-

P、IP、ELISAで検証済みのウサギポリクローナル抗体。転写コアクチベーターおよびRQC複合体構成因子であるヒトTRIP4（ASC-1）を標的とします。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。組換え免疫原（アミノ酸282～581）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIP4ウサギpAb
備考／別名	ASC1; ASC-1; MDCDC; SMABF1; ZC2HC5; HsT17391; TRIP4
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9325
遺伝子ID	9325
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTRIP4（NP_057297.2）のアミノ酸282～581に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15650
タンパク質分子量	66 kDa
輸送	保冷バッグ