

抗Trk融合遺伝子（Tfg）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q92734

商品番号: CM0003090



前書き

ヒトTFG（TRK融合遺伝子）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性あり。小胞体ダイナミクスおよび分泌性カーゴ輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRK融合遺伝子（TFG）ウサギmAb
備考/別名	TF6; HMSNP; SPG57; TRKT3; TRK fused gene (TFG)
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10342
GeneID	10342
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92734
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷剤