

抗Trk融合遺伝子（Tfg）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q92734

商品番号: CM0031070



前書き

ヒトTRK融合遺伝子（TFG）タンパク質に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。小胞体ダイナミクスおよび分泌貨物輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRK融合遺伝子（TFG）ウサギpAb
別名	TF6; HMSNP; SPG57; TRKT3; TRK融合遺伝子（TFG）
対象種	ヒト
遺伝子ID	10342
免疫原	ヒトTRK融合遺伝子（TFG）（NP_006061.2）のアミノ酸1-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92734
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	保冷剤