


抗Trka+B+Cモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P04629 / Q16288 / Q16620

商品番号: CM0004031



前書き

この組換えウサギモノクローナル抗体は、TrkA、TrkB、TrkCを認識します。ヒト、マウス、ラットの組織を用いたウエスタンブロット、IHC-P、ELISAアプリケーションで検証済みです。神経栄養因子受容体シグナル伝達や神経発生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TrkA+B+C ウサギ mAb
備考／別名	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkA+B+C
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4914/4916/4915
免疫原	合成ペプチド ヒト NTRK2（Q16620）のアミノ酸722～822領域の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04629/Q16288/Q16620
タンパク質分子量	140kDa
発送方法	氷袋