


## 抗Trkb（Gp145-Trkb）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q16620

商品番号: CM0003678



### 前書き

ヒトTrkB（NTRK2、GP145-TrkB）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットTrkBも検出します。神経栄養因子シグナル伝達、神経発生、可塑性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 製品名      | TrkB ウサギ mAb                                          |
| 備考/別名    | OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB    |
| 種        | ヒト                                                    |
| GeneID   | 4915                                                  |
| 免疫原      | ヒトTrkB（NP_001018074.1）のアミノ酸32-430に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来       | ウサギ                                                   |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                             |
| 適用       | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性    | マウス, ラット                                              |
| SWISS    | Q16620                                                |
| タンパク質分子量 | 92kDa                                                 |
| 発送       | 保冷バッグ                                                 |