


Wb、Elisa用抗Trkbウサギポリクローナル抗体 - Q16620

商品番号: CM0016874



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISA用途に適した高品質なTrkBウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのTrkB（Q16620）と反応します。BDNF/NT-

3成長因子受容体を標的とします。神経科学および神経栄養シグナル伝達研究に信頼性の高いツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TrkBウサギpAb
備考/別名	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4915
GeneID	4915
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q16620
タンパク質分子量	92kDa
輸送	アイスバッグ