

## 抗Trkcウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q16288

商品番号: CM0006707



### 前書き

ヒトTrKC（NTRK3）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ニューロトロフィングシグナル伝達や細胞分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                   |
|-----------|-------------------------------------|
| 製品名       | TrKC ウサギ mAb                        |
| 備考/別名     | TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); TrKC |
| 対象種       | ヒト                                  |
| 遺伝子ID（ヒト） | 4916                                |
| 遺伝子ID     | 4916                                |
| 免疫原       | 合成ペプチド                              |
| 起源        | ウサギ                                 |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                           |
| 用途        | WB、ELISA                            |
| 交差反応性     | マウス、ラット                             |
| SWISS     | Q16288                              |
| タンパク質分子量  | 94kDa                               |
| 発送方法      | 氷袋梱包                                |