

抗Trmt1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nxx9

商品番号: CM0026863



前書き

ヒトtRNAメチルトランスフェラーゼTRMT1（TRM1; MRT68）を対象としたウサギ由来ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトとマウスに反応します。tRNA修飾およびレドックス生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRMT1 ウサギpAb
備考・別名	TRM1; MRT68; TRMT1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	55621
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NXH9
タンパク質分子量	72kDa
発送方法	保冷剤