


抗Trmt2A/Htf9C ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Iz69

商品番号: CM0003676



前書き

ヒトTRMT2A/HTF9C（tRNA/mRNAメチルトランスフェラーゼ）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの性能が検証済みです。約69 kDaの位置にバンドを検出します。RNA修飾研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRMT2A/HTF9C ウサギモノクローナル抗体
別名	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
対象種	ヒト
遺伝子ID	27037
免疫原	ヒトTRMT2A/HTF9C（Q8IZ69）のアミノ酸1〜100番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	ウエスタンブロット(WB)、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q8IZ69
タンパク質分子量	69kDa
輸送方法	保冷剤