


抗Trmt2A/Htf9C ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用）- Q8Iz69

商品番号: CM0023012



前書き

ヒトTRMT2A/HTF9Cに対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。tRNAや一部のmRNAにおけるm5U54の形成を触媒するtRNA（ウラシル-5-）メチルトランスフェラーゼを標的としており、RNA修飾や遺伝子発現の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRMT2A/HTF9C ウサギpAb
別名	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
対象種	ヒト
遺伝子ID	27037
免疫原	ヒトTRMT2A/HTF9C（NP_073564.3）のアミノ酸1-250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IZ69
タンパク質分子量	69kDa
発送方法	氷袋