

抗Trmt2B ウサギポリクローナル抗体 Wb, Ihc-P, Elisa対応 - Q96Gj1

商品番号: CM0026584

前書き

ミトコンドリア性tRNA/rRNAメチルトランスフェラーゼTRMT2Bに対するウサギポリクローナル抗体。W B、IHC-P、ELISAに対応し、ヒトおよびラットと反応します。ミトコンドリアRNA修飾やtRNAプロセッシング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRMT2B ウサギpAb
別名	CXorf34; dJ341D10.3; TRMT2B
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79979
遺伝子ID	79979
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTRMT2B (NP_079193.2) のアミノ酸1-250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q96GJ1
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	氷袋