

Anti-Trmt6 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Uja5

商品番号: CM0028510



前書き

ヒトTRMT6に対するウサギポリクローナル抗体です。
。TRMT6はtRNA
m1A58メチルトランスフェラーゼの非触媒サブユニットで、mRNAのN1メチル化にも関与しています。WB
およびELISAアプリケーションで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRMT6 ウサギ pAb
備考/別名	GCD10; CGI-09; Gcd10p; TRMT6
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51605
免疫原	ヒトTRMT6（NP_057023.2）のアミノ酸1～200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UJA5
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	氷袋