


抗Trmt61Aポリクローナル抗体、Wb・If/Icc・Ihc-P・Elisa対応 - Q96Fx7

商品番号: CM0014838



前書き

ヒトTRMT61A（tRNAメチルトランスフェラーゼ触媒サブユニット）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、tRNA修飾およびmRNAメチル化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRMT61A ウサギpAb
別名	GCD14; TRM61; Gcd14p; hTRM61; C14orf172; TRMT61A
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	115708
遺伝子ID	115708
免疫原	ヒトTRMT61A (NP_689520.2) のアミノ酸1-289番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロット	Q96FX7
タンパク質分子量	31 kDa
配送方法	氷袋梱包