


抗Trmt61Aウサギモノクローナル抗体（Wb、If、Ihc、Elisa対応） - Q96Fx7

商品番号: CM0004217



前書き

ヒトTRMT61Aを標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロッティング、免疫蛍光法、免疫組織化学、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。tRNA修飾およびmRNAメチル化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRMT61A ウサギmAb
別名	GCD14; TRM61; Gcd14p; hTRM61; C14orf172
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	115708
免疫原	ヒトTRMT61A (NP_689520.2) のアミノ酸1~289番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96FX7
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	氷袋