

## 抗Trmt61B ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Bvs5

商品番号: CM0026029



## 前書き

ヒトTRMT61Bを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。TRMT61Bは重要なミトコンドリアtRNA/rRNAメチルトランスフェラーゼで、WBおよびELISAアプリケーションに適しています。ミトコンドリア生物学やRNA修飾研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | TRMT61B ウサギpAb                                          |
| 備考/別名       | TRMT61B                                                 |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 55006                                                   |
| GeneID      | 55006                                                   |
| 免疫原         | ヒトTRMT61B (NP_060380.3) のアミノ酸1-250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                               |
| 用途          | WB、ELISA                                                |
| 交差反応性       | ヒト                                                      |
| SWISS       | Q9BVS5                                                  |
| タンパク質分子量    | 53kDa                                                   |
| 配送          | 氷袋                                                      |