


抗TrnaU1Apウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9Nx07

商品番号: CM0018580



前書き

TRNAU1APウサギpAbは、ヒトTRNAU1APに対するウサギポリクローナル抗体であり、WBおよびELISAで検証済みです。マウスとの交差反応性があります。本ターゲットはセレノプロテインへのセレノシステイン取り込みにおける重要な因子であり、セレノプロテイン合成およびtRNA修飾の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRNAU1APウサギpAb
備考/別名	SECP43; PRO1902; TRSPAP1; TRNAU1AP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54952
遺伝子ID	54952
免疫原	ヒトTRNAU1APのアミノ酸1-287に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_060316.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9NX07
タンパク質重量	32kDa
配送	アイスバッグ