

フローサイトメトリー用抗Trop-2モノクローナル抗体 - P09758

商品番号: CM0011032



前書き

フローサイトメトリー用ウサギ由来ヒト抗TROP-2モノクローナル抗体。ヒト検体中の腫瘍関連カルシウムシグナル伝達因子2（TACSTD2/GA733-1）を検出します。で標識されており、胎盤および臍臓がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ由来ヒト抗TROP-2 mAb
別名	TACSTD2; EGP-1; EGP1; GA733-1; GA733I; GP50; MIS1; TROP2; 腫瘍関連カルシウムシグナル伝達因子2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4070
遺伝子ID	4070
免疫原	ヒトTROP-2 (NP_002344.2) のアミノ酸27～274番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P09758
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷剤