


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Trop-2ポリクローナル抗体 - P09758

商品番号: CM0029748



前書き

ヒトTROP-

2 (TACSTD2) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。腫瘍関連カルシウムシグナル伝達および増殖因子受容体の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TROP-2 ウサギpAb
別名	EGP1; GP50; MIS1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
種	ヒト
GeneID	4070
免疫原	ヒトTROP-2 (NP_002344.2) のアミノ酸27～270番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09758
タンパク質分子量	36 kDa
配送方法	氷袋